



ÉCHOGRAPHES PORTABLES

DIAGNOSTIC COMPLET EN ÉLEVAGE BOVIN

airScan pro


DOPPLER COULEUR, ÉTANCHE, LÉGER

Échographe sans fil, léger et robuste, conçu pour les vétérinaires intervenant en bovins et équins.


Enfermé dans un boîtier en aluminium étanche, la technologie de pointe offre une qualité d'image supérieure ainsi qu'un mode Doppler en couleur sensible.

Le clavier ergonomique associé aux lunettes sans fil iLens améliore considérablement le flux de travail. Les batteries interchangeables assurent une autonomie suffisante pour une journée complète sur le terrain.

- Poids: un peu plus de 600 g avec une batterie
- Étanche avec indice de protection IP65
- Autonomie de la batterie: jusqu'à 2 h
- Temps de charge d'une batterie: jusqu'à 2 h (5 V 3 A QC, PD)
- Compatibilité avec le système Android/iOS
- Sondes:
 - Rectales linéaires 4,2 - 12,5 MHz, portée jusqu'à 19 cm
 - Rectales convexes 3 - 7 MHz, portée jusqu'à 30 cm
- Connexion sans fil avec lunettes **iLens**



Doppler CL de la vache



Foetus



Coeur de foetus



Utérus

iScan mini

- Poids: 1,35 kg avec sonde & batterie
- Dimensions: 14 x 17 x 5 cm
- Autonomie de la batterie: jusqu'à 3h 40 min
- Sondes: ① ou ②
- Connexion sans fil avec lunettes iLens

LÉGER ET PRÉCIS

Si vous consacrez la majeure partie de votre temps à l'échographie des vaches, l'iScan mini est fait pour vous. Évaluez instantanément toutes les structures de l'appareil reproducteur grâce à la haute résolution et au taux de rafraîchissement élevé de l'image. Déterminez plus facilement le moment optimal pour l'insémination grâce à une mesure automatique, rapide et précise des follicules.



iScan 2

- Poids: 2,4 kg avec sonde & batterie
- Une résistance élevée à la poussière et à l'eau (IP65)
- Autonomie de la batterie: jusqu'à 7h
- Sondes: ① ou ②

FONCTIONNEMENT EFFICACE DANS TOUTES LES CONDITIONS

Conçu pour les experts en reproduction les plus exigeants. Optez pour une qualité d'image supérieure grâce à la technologie LuciD. Visualisez tous les détails des structures examinées sur un grand écran lumineux ou avec des lunettes. Préparez rapidement votre prochain examen: l'étanchéité IP65 permet un nettoyage simple à l'eau courante.



iScan 2 MULTI

- Poids: 2,6 kg avec sonde & batterie
- Large éventail de sondes à choisir
- Autonomie de la batterie: jusqu'à 7h
- Sondes: ① ② ③ ④ ⑤

DIAGNOSTIC COMPLET

Version multitâche de l'iScan2 - un échographe de terrain avec sondes interchangeable pour un diagnostic complet des animaux d'élevage. Conçu pour les cabinets mixtes ou vétérinaires pratiquant des examens sur d'autres organes que l'appareil reproducteur (poumons, pis, foie, etc.).



iScan 3


AVANCÉ ET POLYVALENT

Une gamme de sondes compatibles en constante expansion offre une grande flexibilité dans l'approche du patient.

Les fonctions les plus importantes sont accessibles à partir du clavier. Des raccourcis clavier dédiés accélèrent le travail, les mesures les plus récemment utilisées étant définies par défaut. Vous pouvez également personnaliser les descriptions en fonction de vos préférences.

Le mode d'imagerie avec Doppler couleur permet de diagnostiquer l'activité du corps jaune 18 à 20 jours après l'insémination. Cela permet d'identifier les vaches qui n'ont pas été fécondées avant le prochain cycle oestral. L'activation instantanée et les réglages optimisés garantissent le confort de travail et la facilité d'utilisation.


- Poids: 2,6 kg avec sonde & batterie
 - Dimensions: 27 x 18 x 7 cm
 - Le mode Doppler
 - Autonomie de la batterie: jusqu'à 4h
-
- Sondes: 1 2 3 4 5
 - Connexion sans fil avec lunettes **iLens**



Doppler des kystes lutéiniques




Grossesse - 28e jour




Grossesse

SONDES




Gestation - génisse



Gestation



Pis



Mesure de l'épaisseur
des tissus gras



Procédure OPU

1 Linéaire rectale

- 4,0 – 9,0 MHz (7,0 MHz)
- L60
- 30 – 150 mm



2 Convexe rectale

- 2,0 – 8,0 MHz (5,0 MHz)
- R60
- 60 – 300 mm



3 Convexe abdominale

- 2,0 – 8,0 MHz (5,0 MHz)
- R50
- 60 – 300 mm



4 Tissu adipeux dorsal (Backfat)

- 2,0 – 5,0 MHz (3,7 MHz)
- L147
- 60 – 300 mm



5 Système OPU

- 4,0 – 9,0 MHz (6,5 MHz)
- R11
- 30 – 150 mm





VOIR PLUS

DRAMINSKI S.A.

Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk, Pologne

 +48 89 675 26 00  ultrasound@draminski.com

Suivez-nous:    

www.draminski.com