



POUR LES
MEILLEURS ÉLEVEURS

PARFAIT POUR LE TRAVAIL À LA FERME

DÉTECTEURS D'OVULATION


Une nouvelle génération d'appareil destiné à détecter l'ovulation et permettant de déterminer avec précision le moment de l'insémination.

Caractéristiques principales:

- grand écran avec rétroéclairage LED, économe en énergie
- absolument sans danger pour les animaux et les hommes
- ne nécessite pas de réglage périodique
- mémoire pour 250 animaux et 200 mille mesures, avec la date et l'heure
- 2 ans de garantie

Le détecteur existe en versions pour:

vache et jument | truie | brebis et chèvre



Exemples de variation caractéristique de la résistance électrique de la sécrétion vaginale enregistrée au détecteur de chaleur DRAMINSKI S.A.

DÉTECTEURS DE GESTATION


Le détecteur de gestation à ultrasons est une aide inestimable dans élevage moderne. Le détecteur aide les éleveurs, conseillers et des vétérinaires établissant un diagnostic précis et confirmant ou hors gestation.

Caractéristiques principales:

- diagnostic précoce
- facile à utiliser
- haute efficacité (presque 100 %)
- désinfection facile

Le détecteur existe en versions pour:

truie | brebis et chèvre



Espèce	Jours où pratiquer le test (du - au)	Jour optimal pour le test
truie	18 - 75	25 - 30
brebis	50 - 100	70
chèvre	40 - 100	60 - 70

Démonstration de l'application correcte de la sonde et du temps de test optimal




DÉTECTEURS DE MAMMITE

L'appareil pour détecter le mammite subclinique dans son stade initial et invisible.

Caractéristiques principales:

- grand écran avec rétroéclairage LED, économe en énergie
- absolument sans danger pour les animaux et les hommes
- ne nécessite pas de réglage périodique
- mémoire pour 250 animaux et 200 mille mesures, avec la date et l'heure
- connecteur mini-USB
- 2 ans de garantie



POUR LES RESULTATS LES PLUS FIAIBLES IL FAUT TOUJOURS UTILISER LE PREMIER JET DE LAIT DIRECTEMENT RECUEILLI DANS LE GODET DE TEST À LA SORTIE DU TRAYON.

Exemples de changements typiques de la résistance électrique du lait




ANIMAL PROFI 2

Échographie portable pour le diagnostic dans le domaine de la reproduction

Caractéristiques principales:

- post-traitement (postprocessing) – traitement de l'image numérique
- petites dimensions
- grande autonomie d'une batterie
- image parfaite même en plein soleil
- transfert de données vers un ordinateur




SONOFARM MINI

Échographe portable pour détection rapide de la gestation

Caractéristiques principales:

- parfait pour le travail sur le terrain
- sondes interchangeables
- diagnostic rapide
- facile à utiliser
- dédié aux éleveurs, inséminateurs et vétérinaires



ÉCHOGRAPHES

- 1 Sonde rectale mécanique longue
- 2 Sonde "Down-Fire" mécanique
- 3 Sonde rectale mécanique
- 4 Sonde abdominale mécanique





VOIR PLUS

DRAMINSKI S.A.

Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk, Pologne

 +48 89 675 26 00  export@draminski.com

Suivez-nous:    

www.draminski.com