



iLens

LUNETTES SANS FIL

POUR LE DIAGNOSTIC ÉCHOGRAPHIQUE PRÉCIS DES ANIMAUX

iLens

LUNETTES SANS FIL



Lunettes sans fil
sûres et confortables
pour un diagnostic
échographique
précis des animaux.

Avantages:

Transmission d'images sans fil et sans interruption à une fréquence d'images maximale.

L'image est toujours claire, que ce soit dans les locaux d'élevage sombres ou à l'extérieur par temps ensoleillé.

Le niveau de sécurité le plus élevé pour le travail avec les animaux, grâce à la technologie moderne de la RA.

Champ de vision illimité. Contrôle total de l'environnement pendant l'examen, et les déplacements.

Possibilité de travailler avec **des verres correcteurs**.

Autonomie pour la journée de travail. Plus de **12 heures** sur une seule charge de batterie.

iLens est une lunette sans fil innovante conçue spécialement pour les vétérinaires. Grâce à la technologie avancée de réalité augmentée (RA), vous pouvez réaliser des examens échographiques avec plus de liberté et de confort. Faites l'expérience de la nouvelle norme en matière de travail sur le terrain.

Capable de se recharger dans la voiture et de fonctionner avec un powerbank*.

Un serre-tête rigide et une sangle réglable en continu pour un **maintien sûr de la tête**.

Le centre de gravité idéalement positionné assure des mouvements fluides et **réduit la tension sur les muscles du cou et de la tête**.

L'absence de câbles assure une plus **grande liberté**.

Appairage et connexion faciles à l'échographe.

Mallette de transport dédiée avec espace pour le chargeur, le câble USB-C, le pare-soleil et les accessoires.

PRÉCISION, LIBERTÉ
SÉCURITÉ



Spécification:

- Écran: transparent
- Résolution: 854 x 480
- Couverture : transparente, teintée
- Connectivité: Wi-Fi 802.11ac
- Connecteurs: USB-C
- Batterie: 6000 mAh
- Poids: 465 g



Composants:

- 1 Lunettes iLens
- 2 Mallette de transport
- 3 Couvre-écran clair
- 4 Couvre-écran sombre
- 5 Câble USB C
- 6 Chargeur USB
- 7 Powerbank*

Les lunettes **iLens** sont compatibles avec des échographes sélectionnés, demandez des précisions auprès de votre distributeur.



*Le powerbank n'est pas inclus. Il est disponible en tant qu'option supplémentaire.





VOIR PLUS

DRAMIŃSKI S.A.

Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk, Pologne

 +48 89 675 26 00  ultrasound@draminski.com

Suivez-nous:    

www.draminski.com